

ZHA-175 放射性活度计

- (1)主要功能:可快速测量各种放射性药物活度;
- (2)测量反应时间:一般样品 5 秒内响应;
- (3)具备一键扣除本底功能, 自动量程可以切换;
- (4)测量界面可以预设常用核素;
- (5)支持核素有 TC-99m、I-131、Tl-201、Sm-153、Ga-67、Sr-89、P-32、F-18、C-11、O-15、I-125 等常见核素以及其它核素;
- (6)支持测量核医学常用治疗核素等;
- (7)支持测量核医学诊断常用正电子药物等;
- (8)≥8 寸液晶触摸显示屏, 显示清晰、触摸灵敏, 操作简单;
- (9)可外接专用打印机, 输出核素活度测量报告;
- (10)测量范围:0.1Ci-6Ci(99mTC);
- (11)相对固有误差:≤3%;
- (12)分辨率:0.1 μ Ci 以内;
- (13)重复性:≤2%;
- (14)不稳定性:≤2%;
- (15)测量单位:Bq、Ci;
- (16)通讯方式:RJ485、USB、RS232;

